

implantlar

11° açılı ile Konik Bağlantı
SLA Surface ve DRY Active Yüzey
Açılı Boyun Bölgesi



DTI | Implant
System
"We Produce Science"

Power4 İmplant Ultra Mini SLA & ACT

- Açılı boyun bölgesi
- Ovalleştirilmiş apex dizaynı
- Grade 4 Titanyum
- Kapama Vidası dahil



*DTIA3010UM görselidir.

Ultra Mini SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø3.0	7 mm	DTIA3070UM
	8.5 mm	DTIA3085UM
	10 mm	DTIA3010UM
	11.5 mm	DTIA3011UM
	13 mm	DTIA3013UM
	15 mm	DTIA3015UM

• Power4 İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.

Mini SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø3.5	7 mm	DTIA3570UM
	8.5 mm	DTIA3585UM
	10 mm	DTIA3510UM
	11.5 mm	DTIA3511UM
	13 mm	DTIA3513UM
	15 mm	DTIA3515UM



*DTIA3510M görselidir.



*DTIA4010M görselidir.



*DTIA4510M görselidir.



*DTIA5010M görselidir.

Çap	Boy	Ref.
Ø4.0	7 mm	DTIA4070UM
	8.5 mm	DTIA4085UM
	10 mm	DTIA4010UM
	11.5 mm	DTIA4011UM
	13 mm	DTIA4013UM
	15 mm	DTIA4015UM


Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	7 mm	DTIA4570UM
	8.5 mm	DTIA4585UM
	10 mm	DTIA4510UM
	11.5 mm	DTIA4511UM
	13 mm	DTIA4513UM
	15 mm	DTIA4515UM

Çap	Boy	Ref.
Ø5.0	7 mm	DTIA5070UM
	8.5 mm	DTIA5085UM
	10 mm	DTIA5010UM
	11.5 mm	DTIA5011UM
	13 mm	DTIA5013UM
	15 mm	DTIA5015UM


• Power4 İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.

Short İmplant Mini SLA & ACT

- Ovalleştirilmiş apex dizaynı
- Grade 4 Titanyum
- Kapama Vidası dahil



*DTIA3550SM görselidir.



*DTIA4050SM görselidir.



*DTIA4550SM görselidir.



*DTIA5050SM görselidir.



*DTIA5550SM görselidir.



*DTIA5550SM görselidir.

Mini SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø3.5	6 mm	DTIA3550SM
	7 mm	DTIA3560SM

Çap	Boy	Ref.
Ø4.0	6 mm	DTIA4050SM
	7 mm	DTIA4060SM

Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	6 mm	DTIA4550SM
	7 mm	DTIA4560SM

Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	6 mm	DTIA4550SM
	7 mm	DTIA4560SM


Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	6 mm	DTIA4550SM
	7 mm	DTIA4560SM

Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	6 mm	DTIA4550SM
	7 mm	DTIA4560SM

• Short İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.

DTI-1 İmplant Ultra Mini SLA & ACT

- Grade 4 Titanyum
- Kapama Vidası dahil



Ultra Mini SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø3.0	10 mm	DTI13010UM
	11.5 mm	DTI13011UM
	13 mm	DTI13013UM
	15 mm	DTI13015UM

- DTI-1 İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.

DTI-1 İmplant Mini SLA & ACT

- Grade 4 Titanyum
- Kapama Vidası dahil




Mini SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø3.5	8.5 mm	DTI13585M
	10 mm	DTI13510M
	11.5 mm	DTI13511M
	13 mm	DTI13513M
	15 mm	DTI13515M

- DTI-1 İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.


DTI-1 İmplant Standart SLA & ACT

- Grade 4 Titanyum
- Kapama Vidası dahil



Standart SLA & ACT

Çap	Boy	Ref.
Ø4.0	7 mm	DTI14070S
	8.5 mm	DTI14085S
	10 mm	DTI14010S
	11.5 mm	DTI14011S
	13 mm	DTI14013S
	15 mm	DTI14015S



Çap	Boy	Ref.
Ø4.5	7 mm	DTI14570S
	8.5 mm	DTI14585S
	10 mm	DTI14510S
	11.5 mm	DTI14511S
	13 mm	DTI14513S
	15 mm	DTI14515S



Çap	Boy	Ref.
Ø5.0	7 mm	DTI15070S
	8.5 mm	DTI15085S
	10 mm	DTI15010S
	11.5 mm	DTI15011S
	13 mm	DTI15013S
	15 mm	DTI15015S

- DTI-1 İmplant Active seçeneği için ürün kodununun sonu "Act" ile biter.